

CENTRE NATIONAL DE REFERENCE DES LEGIONELLES



HOSPICES CIVILS DE LYON
Institut des Agents Infectieux (IAI)
Groupement Hospitalier Nord, Bâtiment O – CBPN
3^{ème} étage
103 Grande Rue de la Croix-Rousse
69317 Lyon Cedex 04
FRANCE



Tel : (33) 4 72 07 11 45
Fax : (33) 4 72 07 18 42

DEMANDE DE TYPAGE ET DE COMPARAISON DE SOUCHES DE LEGIONELLES DANS LE CADRE D'EXPOSITION A UNE SOURCE D'EAU ATYPIQUE

Fiche mise à jour tous les ans et disponible sur le site du CNR : <https://teamhcl.chu-lyon.fr/cnr-legionelles>
Fiche à remplir par l'ARS et à envoyer par mail à GHN_CNRLegionelles@chu-lyon.fr

LABORATOIRE EXPEDITEUR

Cachet du laboratoire :	Nom du biologiste :
	E-mail :
	Tel :
	Date d'envoi :

EAU ATYPIQUE : Appareil de VNI dont appareil d'apnée du sommeil, système d'aérosolisation ou de brumisation, spa contaminé, ...

Recueil dans un poudrier stérile

Appareil avec réservoir : recueil de tout le volume restant dans le réservoir. Si l'appareil a été vidé, utiliser 5 à 10 mL d'eau stérile pour rincer le réservoir et les tubules, récolter cette eau de rinçage.

Eau fortement contaminée : recueillir 500 mL à 1 L

Votre référence interne :

Date de prélèvement :

Site d'isolement :

Date de dernière utilisation par le patient (si applicable) :

Résultats obtenus si le prélèvement a déjà été analysé par un laboratoire environnemental :

Informations complémentaires :

RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES

Seules les souches issues de prélèvements environnementaux rentrant dans le cadre d'investigations épidémiologiques et pour lesquelles une ou des souches cliniques ont été isolées seront typées.

Souche isolée dans le cadre d'enquête épidémiologique : Cas isolé Cas groupés

Souche envoyée à la demande de l'ARS de la région : **Département :**

Coordonnées du correspondant à l'ARS :

Référence CNR de la (les) souche(s) clinique(s) :

Coordonnées du laboratoire ayant isolé la(les) souche(s) clinique(s) :